

Mikrozyd® Universal Servietter

Desinficerende servietter, der er klar til brug med lavt alkoholindhold

- God til alle slags overflader
- Renseservietter der er klar til brug
- Virker hurtigt og effektivt (Noro 30 sek.)
- Dermatologisk testet
- Indeholder ingen parfume eller farvestoffer
- Store servietter (20x20 cm) af høj kvalitet
- Ikke testet på dyr



Varenummer	Produkt	Pakning
70000038	100 servietter pr. pk.	6 pk. Pr. karton



Mikroqid® Universal Servietter



Vore fordele

- Velegnet til de fleste materialer (f.eks. tablets)
- Hurtigtvirkende (Noro 30 sek.)
- Effektiv ifølge EN 16615 (forsøg med 4 testfelter) på 1 minut
- Dermatologisk testet
- Store servietter (20 x 20 cm) af høj kvalitet
- Indeholder ikke parfume og farvestoffer
- Fremragende rengøringsydelse

Anvendelsesområder

Alkoholbaseret, hurtigtvirkende desinfektionsmiddel til medicinalprodukter i alle områder samt til overflader, der tåler aftørring og udgør en øget infektionsrisiko. Lever op til kravene om kort kontakttid og kompatibilitet med andre produkter, f.eks.:

- Overflader med patientkontakt
- Patientbehandlingsenheder
- Undersøgelsesbrikse
- Operationsborde med tilstødende arbejdsflader
- Overflader på medicinske instrumenter
- Tastaturer og betjeningspaneler på kommunikationsudstyr, f.eks. smartphones og tablets

Gode råd om anvendelsen

Aftør fladen grundigt med en væddet serviet, og lad midlet virke. Sørg for, at midlet påføres overalt, og hold fladen fugtig under hele kontakttiden. Før desinfektionen skal alt synligt snavs fjernes. Hygiejnereglerne skal overholdes ved åbning af softpacken. Efter brug skal låget lukkes forsvarligt. Uegnet til desinfektion af invasive medicinalprodukter. schülke garanterer en holdbarhed på 1 måned efter åbning. Produktet kan anvendes uden handsker, såfremt det er tilladt af hensyn til infektions- og arbejdsbeskyttelse.

Mikrobiologisk effektivitet

Effektivitet	Koncentration	Kontakttid
Bakterizid EN 13727 - høj belastning	Klar til brug	15 sek.
Bakterizid I henhold til VAH-retningslinjer ved kortere kontakttider - høj belastning	Klar til brug	2 min.
Mycobacterium terrae EN 14348 - høj belastning	Klar til brug	5 min.
Levurozid I henhold til VAH - høj belastning	Klar til brug	2 min.
Levurozid EN13624 - høj belastning	Klar til brug	1 min.
Begrænset viruzid (inkl. HIV, HBV og HCV) I henhold til DVV-/RKI-retningslinjer - høj belastning	Klar til brug	15 sek.
Adenovirus EN 14476 - høj belastning	Klar til brug	5 min.
Norovirus EN 14476 - høj belastning	Klar til brug	60 sek.
Norovirus EN 14476 - lav belastning	Klar til brug	30 sek.
Polyoma SV40 I henhold til DVV-/RKI - høj belastning	Klar til brug	15 sek.
Rotavirus EN 14476 - Lav belastning	Klar til brug	15 sek.



0297

Produktdata

Sammensætning:

En softpack indeholder 100 brugsklare vådservietter.
100 g opløsning indeholder følgende virksomme stoffer:
17,4 g propan-2-ol, 12,6 g etanol (94 % w/w)

Kemisk/fysiske data

Densitet:	Ca. 0,95 g/cm ³
Farve	Klar
Flammepunkt	26 °C / metode: DIN 51755 del 1
Form	Flydende
pH	3 - 3,6
Viskositet, dynamisk	Ikke fastlagt

Særlige råd

Anvend desinfektionsmidlet med omhu. Læs altid anvisningerne på etiketten og produktinformationerne.

Produktet er særdeles velegnet til metaller og plast. Vær opmærksom på reglerne for brand- og eksplosionsbeskyttelse, når du anvender alkoholbaserede desinfektionsmidler (BR-regler "Desinfektionsarbejder på sundhedsområdet"). Må kun anvendes til små overflader. Hvor stort et område en serviet rækker til, afhænger af rumtemperaturen og strukturen af den genstand, der skal aftørres. Yderligere oplysninger fås på forespørgsel.

Oplysninger vedr. ordren

Vare	Leveringsform	Varenr.
mikroqid universalservietter 100 ST SP	6/karton	70000038

Lignende produkter

- mikroqid® AF servietter
- mikroqid® PAA servietter
- mikroqid® sensitive servietter

Miljøoplysninger

schülke fremstiller deres produkter i moderne, sikre og miljøvenlige processer, samtidigt med at de overholder et højt kvalitetsniveau.

Ekspertudtalelser og information

Et overblik over produktet finder du på

www.schuelke.com.

Andre spørgsmål kan stiles til:

Customer Care

Telefon: +49 40 52100-666

E-mail: info@schuelke.com