

Perform[®] STERILE WIPES IPA

Desinficerende vådservietter

- Hurtig, effektiv alkohol baseret bådsviet til overflader og udstyr. Steril (gammabestrålet)
- Praktisk emballage indeholdende 20 stk.
- Farve og parfume fri
- Effektivitetstest efter europæisk standard
- Lav partikel testet (Helmke Drum test metode)



Varenummer	Artikel	Pakning
121103	20 stk. pr. pakke	20 x 20 stk./karton

perform[®] sterile wipes IPA

Produktbeskrivelse:

- Hurtig og effektiv alkohol baseret vådserviet til overflader og udstyr. Steril (gammabestrålet)
- Praktisk emballage indholdende 20 stk. pr.Karton
- Farve og parfume fri
- Effektivitetstestet efter europæiske standard
- Lav partikel testet (Helmke Drum test metode)

Anvendelse

Desinficering af overflader og udstyr i renrum, med forhøjet risiko for infektioner og hvor en kort kontakt tid er påkrævet. Især klasse A and B renrum områder, ifølge:

- Annex 1 af EU Guide til god fremstillingspraksis: Producent af sterile medicinske produkter, Marts 2009
- FDA Vejledning til Branchen: Sterile lægemidler produceret ved aseptisk forarbejdning - god fremstillingspraksis; U.S. Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration; September 2004.

Brugsanvisning

Påfør perform[®] sterile wipes IPA på objekter og overflader der skal renses, så hele området er tydeligt fugtet. Må ikke anvendes til at behandle overflader, der er særligt følsomme overfor alkohol, såsom akrylglas.

Mikrobiologisk effektivitet

Perform[®]sterile wipes IPA er effektiv mod: bactericidal, levurocidal, fungicidal og virucidal

- Fungicidal • Virucidal (enveloped viruses)

Kontakt tid

Bactericidal	1 min
Levurocidal	1 min
Fungicidal	15 min
Virucidal (BVDV, Vaccinia)	30 sec



Testet ifølge EN 1276, 1650, 13697

Produkt data

Sammensætning : 100 g indeholder: 63.1 g Propan-2-ol (70% (v/v))

Kemisk / fysisk data:

udseende:	Farveløs væske
Density at 20 °C:	0.88 g/cm ³
Flash point (DIN 51755):	22 °C

Vådserviet:

Materiale:	Polyester / Cellulosis
Størrelse	23cm x 23cm

perform[®] sterile wipes IPA

Mærket i henhold til EC Direktiver:

- Xi: Lokalirriterende
R10: Brandbart
R36: Risiko for øjenirritation
R67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed
S23: Undgå indånding af dampe
S24/25: Undgå kontakt med hud og øjne
S26: I tilfælde af kontakt med øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes
S35: This material and its container must be disposed of in a safe way

Særlige bemærkninger

Anvend desinficerende midler sikkert. Læs altid etiketten og produktinformation før brug.

Pakkerne er sterile og med bestrålings indikator. .

Indholdet i Perform[®] sterile IPA vådservietter omfatter alkohol af farmaceutisk kvalitet i overensstemmelse med Ph. Eur.

Det anbefales at bære engangshandsker.

Pakning/Varenr.

Enhed	Antal enheder/karton	Varenr.
20 stk. vådservietter pr. pakke	20 stk.pakker pr. Karton	121103

Miljø information

Schülke fremstiller produkterne økonomisk og med avancerede, sikkerheds- og miljøvenlige produktionsprocesser, men bibeholder samtidig de høje kvalitets-standarder.

Ekspertudtalelser og information

Besøg evt. hjemmesiden for et overblik over litteratur / rapporter om Perform[®]sterile wipes IPA www.schuelke.com.

For yderligere information kontakt venligst **Imtex aps**, Retortvej 1c, 2500 Valby. Tlf.: +45 3645 4591



Schülke & Mayr GmbH is certified according to DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 and DIN EN ISO 13485 (Reg.-No. 004567-MP23) and has a validated environmental system in accordance with the Eco Audit Regulation (Reg.-No. DE-150-00003).

Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt, Germany
Phone +49 (0) 40 - 521 00 - 0
Fax +49 (0) 40 - 521 00 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke & Mayr UK Ltd.
1 Jenkin Road
GB-Sheffield S9 1AT
Phone +44 (0) 1142-54 35 - 00
Fax +44 (0) 1142-54 35 - 01
mail.uk@schuelke.com

Schülke & Mayr Ges.m.b.H
Seidengasse 9
1070 Wien, Austria
Phone +43 (0) 1-523 25 01 - 0
Fax +43 (0) 1-523 25 01 - 60
office.austria@schuelke.com